



Strzykawkki enteralne danumed® jednorazowe

Strzykawkki enteralne danumed®, jednorazowego użytku, z żeńskim złączem ENFit® zgodne z normą DIN EN ISO 80369-3

Do podawania żywienia dojelitowego, leków i płynów oraz do dekompresji i płukania

Szeroki zakres rozmiarów dla bezpiecznego stosowania u noworodków, dzieci i dorosłych



KOMFORT

Wygodna obsługa dla użytkownika

- Przezroczysty cylinder strzykawki, pozwalający zobaczyć zawartość
- Precyzyjne, czytelne i odporne na ścieranie skalowanie
- Pewny chwyt dzięki żebrowanej płytce chwytającej
- Płynny ruch tłoka
- Wyraźny ogranicznik bezpieczeństwa zapobiegający niezamierzonemu wyjęciu tłoka

BEZPIECZEŃSTWO

Zmaksymalizowane bezpieczeństwo dla pacjenta

- Złącze ENFit® zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta, zapobiegając niewłaściwemu podłączeniu z innymi systemami.
- Końcówka "low-dose" w strzykawkach o pojemności 1 ml, 3 ml i 5 ml zmniejsza objętość przestrzeni martwej i pomaga zapobiegać przedawkowaniu leków
- Wysokiej jakości biokompatybilny materiał, wolny od: lateksu, PVC, DEHP i BPA
- Sprawdzona klasyfikacja zapewniająca wysoką dokładność pomiaru




Zatyczka do strzykawki enteralnej danumed®

Jeden rozmiar pasuje do wszystkich strzykawek: uniwersalna zatyczka na strzykawkę do wszystkich rozmiarów i wersji strzykawek enteralnych danumed®.



Słomki do nabierania żywienia i leków danumed®

Słomka enteralna z okrągłą końcówką do bezpiecznego, czystego i precyzyjnego dozowania żywienia dojelitowego, leków i płynów. Z połączeniem ENFit®.



Dostępne w różnych rozmiarach i długościach.

Jednorazowe strzykawkki enteralne danumed® są pakowane pojedynczo, sterylnie i dostępne w standardowych rozmiarach 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml i 100 ml. Inne rozmiary są dostępne na życzenie.

Bezpieczne produkty, zgodne z normami:
 DIN EN ISO 80369-3, DIN EN ISO 7886-1,
 DIN EN ISO 20695

Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe

Kod produktu	Opis produktu	Rozmiar	Sztuk/opakowanie	Nie zawiera LATEKSU	Nie zawiera PVC	Nie zawiera DEHP	Nie zawiera BPA
DA 1021 0110	Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną, z systemem low-dose i ENFit®	1 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 0310	Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną, z systemem low-dose i ENFit®	3 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 0510	Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną, z systemem low-dose i ENFit®	5 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 0500	Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną i systemem ENFit®	5 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 1000	Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną i systemem ENFit®	10 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 2000	Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną i systemem ENFit®	20 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 6001	Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką niecentryczną i systemem ENFit®	60 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 9900	Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną i systemem ENFit®	100 ml	25	•	•	•	•

Wszystkie produkty są jednorazowego użytku, pakowane indywidualnie, sterylnie. Inne rozmiary są dostępne na życzenie.

Zatyczki do strzykawek enteralnych danumed®


Kod produktu	Opis produktu	Rozmiar/długość	Sztuk/opakowanie	Nie zawiera LATEKSU	Nie zawiera PVC	Nie zawiera DEHP	Nie zawiera BPA
DA 1021 0055	Zatyczki do strzykawek enteralnych danumed®, jednorazowego użytku, ENFit®	jeden rozmiar	100	•	•	•	•
DA 1021 1210	Słomki do żywienia enteralnego danumed®, ENFit®	12 Fr/ 100 mm	50	•	•	•	•
DA 1021 1215	Słomki do żywienia enteralnego danumed®, ENFit®	12 Fr/ 150 mm	50	•	•	•	•
DA 1021 1604	Słomki do żywienia enteralnego danumed®, ENFit®	16 Fr/ 40 mm	50	•	•	•	•
DA 1021 1615	Słomki do żywienia enteralnego danumed®, ENFit®	16 Fr/ 150 mm	50	•	•	•	•
DA 1021 0605	Słomki do żywienia enteralnego danumed® do leków, ENFit®	6 Fr/ 50 mm	50	•	•	•	•

Wszystkie produkty są jednorazowego użytku, pakowane indywidualnie, sterylnie.

Produkty powiązane ze strzykawkami enteralnymi danumed®, jednorazowego użytku:




Zatyczka do strzykawki enteralnej danumed®



Słomka do nabierania żywienia i leków danumed®



Zestaw przedłużający danumed® do gastrostomijnej sondy niskoprofilowej danuButton®



Gastrostomijna sonda niskoprofilowa danuButton®



Dystrybutor na terenie Polski:

MADMED Sp. z o.o.

Tel. +48 698 132 870

biuro@madmed.eu | www.madmed.eu

danumed Medizintechnik GmbH –
Indywidualne rozwiązania są
naszym standardem.



danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com