



danuButton® Premium Set

danuButton® to zastępcza gastrostomijna sonda niskoprofilowa do długotrwałego żywienia dojelitowego i stosowania z całkowicie wyleczoną stomią.

Niskoprofilowa sonda do żywienia dojelitowego jest łatwa do ukrycia pod ubraniem, szczególnie dla aktywnych, mobilnych pacjentów.

Rozbudowane akcesoria zestawów danuButton® umożliwiają łatwą i wygodną wymianę sondy gastrostomijnej bez dodatkowych elementów.

Decyzja o wyborze danuButton® to także decyzja o lepszej jakości życia dzięki innowacyjnemu produktowi wysokiej jakości.



KOMFORT

- Duży wybór rozmiarów i długości dla indywidualnego i idealnego dopasowania
- Szeroka gama akcesoriów do łatwej i wygodnej wymiany sondy gastrostomijnej – dodatkowe elementy nie są konieczne
- Wysoki komfort dzięki miękkiemu, elastycznemu silikonowi
- Niskoprofilowa konstrukcja o zoptymalizowanej wysokości profilu zapewnia wszechstronną mobilność i wyższą jakość życia
- Łatwe czyszczenie i konserwacja

BEZPIECZEŃSTWO


- Wykonane z wysokiej jakości silikonu medycznego o wysokiej przejrzystości
- Nie zawiera: LATEKSU, PVC, FTALANÓW (DEHP), BISFENOLU A (BPA)
- Widoczny w promieniach RTG pasek wzdłuż całego trzonu
- Wewnętrzny balon retencyjny w kształcie jabłka charakteryzujący się wysoką stabilnością dla długiego użytkowania, bezpiecznego mocowania i uniknięcia wycieków
- Płaska, zaokrąglona końcówka umożliwia łatwe wprowadzenie
- Zagłębione ujęcie balonu zapobiega urazom
- Bezpieczny zawór antyrefluksowy
- Boczny zawór umożliwiający napełnienie balonu

Zestawy przedłużające wchodzące w skład zestawów danuButton® Compact i Premium są wykonane z odpornego na załamania, biokompatybilnego poliuretanu. Są one wyposażone w złącza ENFit® zgodne z normą DIN EN ISO 80369-3 oraz innowacyjne złącze obrotowe ENSwivel® ułatwiające obsługę połączenia.



Zestaw danuButton® Premium Set zawiera:

- gastrostomijną sondę niskoprofilową danuButton®
- zestaw przedłużający danumed® do gastrostomijnej sondy niskoprofilowej danuButton® o dł.30 cm, z podwójnym wejściem ENFit® (Y-ENFit®) wyposażonym w innowacyjne połączenie ENSwivel®, zakończony kątowym łącznikiem
- zestaw przedłużający danumed® do gastrostomijnej sondy niskoprofilowej danuButton® o dł.30 cm, z pojedynczym wejściem ENFit® wyposażonym w innowacyjne połączenie ENSwivel® i z prosto zakończonym łącznikiem – zalecany do żywienia przez strzykawkę (Bolos-ENFit®)
- usztywniony przewodnik danumed® ułatwiający zakładanie sondy niskoprofilowej
- strzykawkę Ballon danumed® 10ml luer
- strzykawkę do żywienia dojelitowego danumed® 60 ml, ENFit®
- lubrykant optiLube
- kompresy gazowe (4x)



		Fr- Rozmiar					
		12	14	16	18	20	24
Długość (mm)	8	DA 1041 1208	DA 1041 1408	DA 1041 1608	DA 1041 1808	DA 1041 2008	DA 1041 2408
	10	DA 1041 1210	DA 1041 1410	DA 1041 1610	DA 1041 1810	DA 1041 2010	DA 1041 2410
	12	DA 1041 1212	DA 1041 1412	DA 1041 1612	DA 1041 1812	DA 1041 2012	DA 1041 2412
	15	DA 1041 1215	DA 1041 1415	DA 1041 1615	DA 1041 1815	DA 1041 2015	DA 1041 2415
	17	DA 1041 1217	DA 1041 1417	DA 1041 1617	DA 1041 1817	DA 1041 2017	DA 1041 2417
	20	DA 1041 1220	DA 1041 1420	DA 1041 1620	DA 1041 1820	DA 1041 2020	DA 1041 2420
	23	DA 1041 1223	DA 1041 1423	DA 1041 1623	DA 1041 1823	DA 1041 2023	DA 1041 2423
	25	DA 1041 1225	DA 1041 1425	DA 1041 1625	DA 1041 1825	DA 1041 2025	DA 1041 2425
	27	DA 1041 1227	DA 1041 1427	DA 1041 1627	DA 1041 1827	DA 1041 2027	DA 1041 2427
	30	DA 1041 1230	DA 1041 1430	DA 1041 1630	DA 1041 1830	DA 1041 2030	DA 1041 2430
	35	DA 1041 1235	DA 1041 1435	DA 1041 1635	DA 1041 1835	DA 1041 2035	DA 1041 2435
	40	DA 1041 1240	DA 1041 1440	DA 1041 1640	DA 1041 1840	DA 1041 2040	DA 1041 2440
	45	DA 1041 1245	DA 1041 1445	DA 1041 1645	DA 1041 1845	DA 1041 2045	DA 1041 2445
50	DA 1041 1250	DA 1041 1450	DA 1041 1650	DA 1041 1850	DA 1041 2050	DA 1041 2450	
		1 zestaw w pudełku, opakowanie zbiorcze 5szt.					

Wszystkie rodzaje danuButton® Sets są wolne od:

• LATEKSU • PVC • DEHP • BPA



Dystrybutor na terenie Polski:

MADMED Sp. z o.o.

Tel. +48 698 132 870

biuro@madmed.eu | www.madmed.eu

danumed Medizintechnik GmbH –
Indywidualne rozwiązania są
naszym standardem.



danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com