



Zestaw przedłużający danumed® do gastrostomijnej sondy niskoprofilowej danuButton® – danumed® Extension Set

*Zestaw przedłużający do podawania żywienia
dojelitowego, płynnych leków i dekompresji.*

*Innowacyjne funkcje optymalizują
natężenie przepływu i upraszczają obsługę
dla użytkownika.*

*Ekonomiczne rozwiązanie z możliwością
użytkowania do 14 dni.*



KOMFORT



Innowacyjne złącze obrotowe

- Umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie połączeń ENFit®.
- Nawet bardzo mocno dokręcone połączenie można łatwo poluzować.
- Obracana jest tylko nakrętka, a nie cały łącznik. Funkcja ta pozwala uniknąć skręcania całego zestawu, co może być bolesne dla pacjenta, jak i niewygodne dla użytkownika.
- Wszystkie rodzaje łączników danumed® (ENFit®, Y-ENFit® i Bolus-ENFit®) oferują zalety rozwiązania ENSwivel®.

Najwyższej jakości złącze sondy

- Mechanizm blokujący o zoptymalizowanej konstrukcji zapewnia łatwe, bezpieczne i szczelne połączenie z sondą.



Zaokrąglone załamanie
wewnątrz złącza optymalizuje
szybkość przepływu.



Ergonomiczny kształt
złącza z żebrowanym
profilem dla lepszej
kontroli podłączania.

BEZPIECZEŃSTWO

Zmaksymalizowane bezpieczeństwo dla pacjenta

- Złącze ENFit® zgodne z normą DIN EN ISO 80369-3 zapobiega błędnym połączeniom z innymi systemami i znacznie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.
- Wszystkie złącza ENFit® firmy danumed są wykonane z TRITANU, tworzywa sztucznego odpornego na agresywne roztwory/leki.
- Wszystkie zestawy przedłużające z łącznikiem ENFit® są wolne od: lateksu, PVC, DEHP i BPA.
- Biokompatybilna rurka wykonana z poliuretanu jest odporna na załamania co zmniejsza ryzyko jej niedrożności oraz liczbę sygnałów alarmowych pompy dojelitowej.



Zestaw przedłużający danumed® Extension Set z kątowym łącznikiem



Kod produktu	Opis produktu	Długość (cm)	Rodzaj złącza	Nie zawiera LATEKSU	Nie zawiera PVC	Nie zawiera DEHP	Nie zawiera BPA
DA 1011 3011	Zestaw przedłużający Extension Set sterylny , 30 cm, ENFit®, ENSwivel®	30 cm	ENFit®	•	•	•	•
DA 1010 3011	Zestaw przedłużający Extension Set niesterylny , 30 cm, ENFit®, ENSwivel®	30 cm	ENFit®	•	•	•	•
DA 1011 6011	Zestaw przedłużający Extension Set sterylny , 60 cm, ENFit®, ENSwivel®	60 cm	ENFit®	•	•	•	•
DA 1010 6011	Zestaw przedłużający Extension Set niesterylny , 60 cm, ENFit®, ENSwivel®	60 cm	ENFit®	•	•	•	•
DA 1011 0521	Zestaw przedłużający Extension Set sterylny , 5 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	5 cm	Y-ENFit®	•	•	•	•
DA 1011 3021	Zestaw przedłużający Extension Set sterylny , 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	30 cm	Y-ENFit®	•	•	•	•
DA 1010 3021	Zestaw przedłużający Extension Set niesterylny , 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	30 cm	Y-ENFit®	•	•	•	•
DA 1011 6021	Zestaw przedłużający Extension Set sterylny , 60 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	60 cm	Y-ENFit®	•	•	•	•
DA 1010 6021	Zestaw przedłużający Extension Set niesterylny , 60 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	60 cm	Y-ENFit®	•	•	•	•

Dostarczany z kątowym złączem i standardową rurką. Pakowany pojedynczo. 10 sztuk w opakowaniu, 10 opakowań w kartonie zbiorczym.



Zestaw przedłużający danumed® Extension Set z prostym złączem



Kod produktu	Opis produktu	Długość (cm)	Rodzaj złącza	Nie zawiera LATEKSU	Nie zawiera PVC	Nie zawiera DEHP	Nie zawiera BPA
DA 1011 3032	Zestaw przedłużający Extension Set sterylny , 30 cm, ENFit® Bolus®, ENSwivel®	30 cm	ENFit® Bolus	•	•	•	•
DA 1010 3032	Zestaw przedłużający Extension Set niesterylny , 30 cm, ENFit® Bolus®, ENSwivel®	30 cm	ENFit® Bolus	•	•	•	•
DA 1011 6032	Zestaw przedłużający Extension Set sterylny , 60 cm, ENFit® Bolus®, ENSwivel®	60 cm	ENFit® Bolus	•	•	•	•
DA 1010 6032	Zestaw przedłużający Extension Set niesterylny , 60 cm, ENFit® Bolus®, ENSwivel®	60 cm	ENFit® Bolus	•	•	•	•
DA 1011 3022	Zestaw przedłużający Extension Set sterylny , 30 cm, Y-ENFit® Bolus®, ENSwivel®	30 cm	Y-ENFit® Bolus	•	•	•	•
DA 1011 6022	Extension Set sterile , 60 cm, Y-ENFit® Bolus®, ENSwivel®	60 cm	Y-ENFit® Bolus	•	•	•	•

Dostarczany z prostopadłym łącznikiem i przewodem o szerokim przekroju. Pakowany pojedynczo. 10 sztuk w opakowaniu, 10 opakowań w kartonie zbiorczym. Zestawy przedłużające danumed® Extension Set z prostym złączem są dostępne na życzenie ze złączem lejkowym zamiast złącza ENFit®.

Produkty powiązane z zestawami przedłużającymi danumed®:



gastrostomijna sonda niskoprofilowa danuButton®



strzykawki danumed® do żywienia enteralnego, jednorazowe strzykawki danumed® do żywienia enteralnego do użytku przez jednego pacjenta



Dystrybutor na terenie Polski:

MADMED Sp. z o.o.

Tel. +48 698 132 870

biuro@madmed.eu | www.madmed.eu

danumed Medizintechnik GmbH –
Indywidualne rozwiązania są
naszym standardem.



danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany

Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com